



Design Your Voice
Hakuzo

X線造影材入りスポンジ

ハクゾウラパットG(ヒモ付)

[一般医療機器]X線造影材入りスポンジ 届出番号27B2X00243000037
販売名:ハクゾウラパットG(ヒモ付)

開腹手術の臓器保護、血液・体液の吸収を目的としたガーゼです。



※写真はイメージです。実際の製品とは異なります。

製品仕様

- X線写真への写りに優れた緑色造影糸を使用しています。
- ガーゼの合わせの枚数、サイズ、滅菌品等をご要望に応じて承ります。
- 「ヒモなし」タイプもご用意しています。

※添付文書についてはお問い合わせください。

品番	種類	規格	包装
1156902	30×30 4P	30cm×30cm	50枚/包
1156905	45×45 4P	45cm×45cm	50枚/包

※詳細は各営業にお問い合わせください。



ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634
東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975
北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188
南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921
仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253
関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009
西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013
名古屋営業所 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925
三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320
京都営業所 ☎075-603-4826
大阪中央営業所 ☎06-6943-6118