

介護用歯ブラシ



介助しやすさにこだわった歯ブラシです

# 爽快よりそうブラシ



口腔ケアのお悩みに寄り添います！

- ✓ 開口困難な方の口腔ケア
- ✓ 痛みに敏感な方の口腔ケア

歯に“より沿って”  
ラクに磨ける

口腔内にフィットする  
外向きカーブトする




開口困難な方のお口でも  
隙間からスルツと入り込む

# お口の奥まで無理なく届く


※図はイメージです。

## 【従来の歯ブラシ】



お口の奥に入れようとすると頬が引っ張られてしまう

## 【よりそうブラシ】



歯ブラシが外側に反っているためお口の中に入れやすい

## 選べる毛のやわらかさ

口腔内の状況によって使い分けられる  
2種類のやわらかさ

### 超やわらかめ

痛みに敏感な方や  
歯肉炎の方におすすめ



毛の色：ホワイト / ハンドル色：オレンジ・イエロー

### やわらかめ

健全な歯肉の方におすすめ  
プラークをかき取りやすい



毛の色：ブルー / ハンドル色：ブルー・グリーン

柄の材質	ポリプロピレン
毛の材質	ナイロン
耐熱温度	80℃

## 奥歯の裏の汚れもスッキリ

奥歯の裏まで届く極小・薄型ヘッド！

## 適度な力でやさしく磨ける

ペングリップしやすい六角形ハンドル！  
余計な力がかかりにくく、やさしく丁寧に磨ける！



品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
3118054	超やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱	 4 958286 720890
3118055	やわらかめ 2本入	12個/箱	12箱	 4 958286 720906

※詳細は各営業にお問い合わせください。



## ハクゾウメディカル株式会社

〒540-0025 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号  
TEL. 06-6942-0451 <https://www.hakuzo.co.jp/>

本社営業課 ☎06-6809-4318 阪神営業所 ☎078-262-1634  
 東京支店 ☎03-3522-6720 神戸営業所 ☎078-940-8975  
 北大阪支店 ☎072-653-4045 広島営業所 ☎082-849-4188  
 南大阪支店 ☎0721-20-2900 福岡営業所 ☎092-481-5921  
 仙台営業所 ☎022-393-7434 熊本営業所 ☎096-345-2253  
 関東営業所 ☎03-5809-4780 札幌駐在所 ☎011-788-8009  
 西東京営業所 ☎042-646-0451 北陸駐在所 ☎076-225-8013  
 名古屋支店 ☎052-769-6021 鹿児島駐在所 ☎099-296-1925  
 三重営業所 ☎059-350-3844 沖縄駐在所 ☎098-941-5320  
 京都営業所 ☎075-603-4826  
 大阪中央営業所 ☎06-6943-6118