

2024年5月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『縫製ガーゼ NEO』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『縫製ガーゼNEO』につきまして、X線造影系の仕様を変更させて頂く事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めて参りますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記



【対象商品】

『ラパットNEO』 『エレファスポンジNEO』

【変更内容】

- ・ X線造影系をNEOタイプからGタイプへ変更させて頂きます。
- ・ 商品コード・JANコード・GS-1コードが変更になります。

【形状】

	現行品 NEOタイプ	変更品 Gタイプ
形状写真	 <p>色：ブルー 材質：ポリプロピレン (ラテックスフリー)</p>	 <p>色：グリーン 材質：スチレン系エラストマー (ラテックスフリー)</p>

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせて頂きます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

以上