

2024年9月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『ハクゾウすっきりタオル』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『ハクゾウすっきりタオル』につきまして、仕様変更させて頂く事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めて参りますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

ハクゾウすっきりタオル

品番	規格	1 梱入数	JAN コード
3081100	S 小判厚手(メッシュ) 280×180mm 100 本入	12 袋	4958286715520
3081101	M 中判厚手(メッシュ) 280×300mm 100 本入	10 袋	4958286715483
3081102	L 大判厚手(メッシュ) 280×600mm 50 本入	6 袋	4958286715490
3081103	L 大判(エンボス) 280×600mm 50 本入	8 袋	4958286715506

【変更内容】

不織布の目付変更

メッシュ : 80g/m² ⇒ 70g/m² (2025年1月中旬頃予定)

エンボス : 45g/m² ⇒ 40g/m² (2024年10月初旬頃予定)

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

以上