

2024年9月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号**『エレファクロスラグゼ 150×150 mm 2枚重4折Yカット』仕様変更のご案内**

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『エレファクロスラグゼ150×150mm2枚重4折Yカット』の仕様変更させて頂く事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めて参りますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

品番	規格	包装	1梱入数	JANコード
2600099	エレファクロスラグゼ 150×150mm 2枚重4折Yカット	100袋入	50箱入	4958286720180

【変更内容】

素材をコットンとレーヨンの混紡不織布からコットン100%の素材に変更となります。

【変更LOT】

LOT240724から変更となります。

【変更時期】

現行品がなくなり次第、変更させていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。

以上