

2024年10月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『爽快スポンジ』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『爽快スポンジ』につきまして、仕様変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。
本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めてまいりますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】


爽快スポンジ

品番	規格	箱入数	1 梱入数	JAN コード
1240973	レギュラー 紙軸	50 本/袋×6	6 箱	4958286717920
1240976	レギュラー プラスチック軸	50 本/袋×6	6 箱	4958286717937
3118060	レギュラー プラスチック軸 10 本入	20 袋	6 箱	4958286718637


【変更内容】

- ・ 個包装サイズの変更 (32×195mm ⇒ 35×195mmに変更)
- ・ スポンジ部分の仕様変更

現行品



変更品



- ・ 紙軸、プラスチック軸ともに軸の硬さを向上
- ・ 紙軸の耐水性を向上

※価格、品番、入数、JAN コードの変更はございません。

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以上