

2024年10月

お客様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪府中央区徳井町2丁目4番9号

『ハクゾウすっきりタオル』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『ハクゾウすっきりタオル』につきまして、仕様変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願いいたします。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めて参りますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

ハクゾウすっきりタオル

| 品番 | 規格 | 1 梱入数 | JAN コード |
|---------|-------------------------------|-------|---------------|
| 3081100 | S 小判厚手(メッシュ) 280×180mm 100 本入 | 12 袋 | 4958286715520 |
| 3081101 | M 中判厚手(メッシュ) 280×300mm 100 本入 | 10 袋 | 4958286715483 |
| 3081102 | L 大判厚手(メッシュ) 280×600mm 50 本入 | 6 袋 | 4958286715490 |

【変更内容】

不織布の目付変更

80g/m² ⇒ 70g/m²

ケースデザイン・サイズ変更

ITF コードを追加

ケースの高さを変更







※詳細は別紙をご確認ください。

※在庫が無くなり次第、順次切り替えさせていただきます（2025年1月頃予定）。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以上

【別紙】

| S 小判厚手(メッシュ) | |
|---------------------|---|
| 現 行 品 |  <p>573 × 353 × 440mm</p> |
| 変 更 品 |  <p>573 × 353 × 410mm</p> |
| M 中判厚手(メッシュ) | |
| 現 行 品 |  <p>573 × 353 × 479mm</p> |
| 変 更 品 |  <p>573 × 353 × 459mm</p> |
| L 大判厚手(メッシュ) | |
| 現 行 品 |  <p>573 × 353 × 294mm</p> |
| 変 更 品 |  <p>573 × 353 × 259mm</p> |