

2025年1月

お得意様各位

ハクゾウメディカル株式会社
本社 大阪市中央区徳井町2丁目4番9号

『滅菌ストッキネット・アール5号×150cm』仕様変更のご案内

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、『滅菌ストッキネット・アール5号×150cm』につきまして、仕様変更させていただく事になりましたのでご案内申し上げます。

本変更に伴い、貴院並びに関係部署の方々にはご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。弊社といたしましては、今後も更なるサービスの向上と医療に役立つ製品の供給に努めてまいりますので、これからもハクゾウ製品のご愛顧を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

品番	商品名	包装	1 梱入数	JANコード
1052525	滅菌ストッキネット・アール5号×150cm	1個滅菌10袋入	6箱入	4958286078021

【変更内容】

- 滅菌バッグサイズ変更に伴い、小箱とケースのサイズを変更させていただきます。
 - 滅菌バッグ : 変更前 210×135×45mm ⇒ 変更後 200×171×65mm
 - 内箱サイズ : 変更前 260×210×180mm ⇒ 変更後 320×200×190mm
 - 外箱サイズ : 変更前 650×540×200mm ⇒ 変更後 660×620×210mm

※**LOT : 241127S**より切り替えさせていただきます。

※ご不明な点がございましたら、弊社営業担当までお問い合わせください。

以上